

新規実施項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、下記の検査項目を新たに受託開始いたしますので、
ご利用いただきたくご案内いたします。
当社におきましては、皆様のご要望に幅広くお応えすべく研鑽
を重ねてまいりますので、今後とも引き続きお引き立てのほど、
よろしくお願い申し上げます。

敬 白

記

■ 実施日 平成 24 年 2 月 6 日（月）ご依頼分より

■ 新規項目

検査 項目	● OncotypeDX Colon
----------	--------------------

「OncotypeDX」は米国委託先Genomic Health, Inc.の登録商標です

● OncotypeDX Colon

米国のGHI(Genomic Health,Inc.)により開発された、結腸癌組織を用いた遺伝子検査です。

初発のStage II、T3、結腸癌において再発のリスクや化学療法の治療効果を予測し、リスクに応じた治療法の選択が可能となります。

■新規項目内容一覧

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量	容器	保存	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	備考
64278	OncotypeDX Colon	HE染色 スライド3枚 および 未染色 スライド6枚	t	室温	21~30		RT-PCR (リアルタイム PCR)	本検査項目は結腸癌 (Stage II、 T3) が対象となります。 &モ

&モ (Genomic Health, Inc.)

*癌組織の面積が小さい、癌細胞の数が少ないなど、検体の性状によっては、検査が実施できない場合があります。また、検体返却はできません。あらかじめご了承ください。

<提出方法について>

- ①専用依頼書に、必要事項をご記入の上ご依頼ください。(詳細は、営業員へご確認ください。)
- ②下記のHE染色標本と未染標本スライドを作成し、オブジェクトケース (t) に入れ、室温保存にてご提出ください。
- ③ご依頼の際には、必ず「OncotypeDx 前処理 (項目コード M780-6)」を併せてご依頼くださいますようお願いいたします。他項目との重複依頼は避けていただくようお願いいたします。

スライドの種類と枚数

標本スライド 種類	切片の厚さ	枚数
HE 染色標本 (腫瘍確認用)	3~4 μ m	3 枚
未染標本 (解析用)	10 μ m	6 枚

<OncotypeDX Colon 検査の対象>

- ・ Stage II、T3 の結腸癌