

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目につきまして、測定試薬の製造販売を
中止するとの連絡が試薬販売会社よりございました。
つきましては、検査内容を変更させていただきたくご案内申し
上げます。
何卒ご了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬 白

記

■ 変更実施日 平成 27 年 1 月 30 日（金）ご依頼分より

■ 変更項目


検査 項目	● アンドロステンジオン
----------	--------------

● アンドロステンジオン

現試薬の製造販売中止に伴い、下表のとおり検査内容を変更させていただきます。

項目コード No.	検査項目	変更箇所	新	現				
08112	アンドロステンジオン	検査方法	RIA 硫酸塩析法	RIA 固相法				
		基準値	(単位：ng/mL)		(単位：ng/mL)			
			年齢(歳)	男性	女性	年齢(歳)	男性	女性
			20~29	0.48~1.82	0.64~2.34	20~29	1.2~2.5	1.1~3.9
			30~39	0.42~1.52	0.57~2.24	30~39	1.0~3.2	0.9~3.5
			40~49	0.46~1.67	0.28~1.35	40~49	1.0~2.9	0.6~2.2
		50~59	0.41~1.57	0.25~1.21	50~59	1.0~2.5	0.3~2.1	
		60以上			60以上	0.6~2.7	0.3~2.0	
		報告範囲	0.10未満、0.10~99999999	0.1以下、0.1~99000000				
検体量	血清 0.5 mL	血清 0.4 mL						
保存温度	凍結保存してください	冷蔵保存してください						
所要日数	7~13 日	2~8 日						
測定場所	あすか製薬メディカル(&C)	エスアールエル八王子ラボラトリー						

▼現試薬と新試薬の比較



● 新検査方法参考文献

吉田 孝雄, 他：ホルモンと臨床 22 (5)：671~676,1974.