

新規実施項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、下記の検査項目を新たに受託開始いたしますので、
ご利用いただきたくご案内いたします。
弊社におきましては、皆様のご要望に幅広くお応えすべく研鑽
を重ねてまいりますので、今後とも引き続きお引き立てのほど、
よろしくお願い申し上げます。

敬 白

記

■ 実施日 平成 27 年 4 月 1 日（水）ご依頼分より

■ 新規項目内容一覧

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方 法	基準値 (単位)	備 考
6517 6 (8C125)	Major BCR-ABL1 mRNA (IS)	血液 7.0 (EDTA-2Na 加)	PN7 (A)	冷蔵 (1 日)	4~6	※	RT-PCR (リアルタイム PCR)		 凍結保存は避けてください。 受託可能日は月~金曜日です。 検体採取後、速やかにご提出くだ さい。他項目との重複依頼は避け てください。 本検査方法ではコンタミネーショ ンの影響がより大きくなりますの で、検体採取にあたっては取り扱 いに十分ご注意ください。 &G

※:4月1日に2,520点で実施料が収載される予定です。

今回の受託開始に伴い、下記項目の受託を中止させていただきます。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

項目コード	項目名	実施日
6250 6	major bcr-abl mRNA定量 (TMA) -L	平成27年4月30日ご依頼分をもって受託中止
6392 6	major BCR-ABL キメラmRNA定量	平成27年7月3日ご依頼分から骨髓液のみの受託となります (血液材料は7月2日依頼分をもって受託中止)

● MajorBCR-ABL 1 mRNA (IS)

このたび、新たに体外診断用医薬品として承認された、Major BCR-ABL 1 検査の受託を開始いたします。本検査は、従来法と比べ高感度となり、WHO 国際標準品により補正された「BCR-ABL 1^{IS}」を報告いたします。

本検査により、ガイドライン（日本血液学会「造血器腫瘍ガイドライン」2013 年版）に即した慢性骨髄性白血病(CML)の治療効果モニタリングが可能となります。


▼疾患との関連

●慢性骨髄性白血病（CML）

▼関連する主な検査項目

●major BCR-ABL キメラ mRNA 定量
●major-bcr bcr-abl キメラ mRNA 定性

▼検査要項

検査項目名	MajorBCR-ABL 1 mRNA (IS)
項目コードNo.	6517 6
検体量	血液 7.0 (EDTA-2Na 加)
容 器	PN7(A)
保 存 方 法	冷蔵保存してください。
保存安定性	冷蔵保存で1日間
所 要 日 数	4~6 日
検 査 方 法	RT-PCR(リアルタイムPCR)
実施料	※
判断料	※
備 考	 凍結保存は避けてください。受託可能日は月～金曜日です。 検体採取後、速やかにご提出ください。他項目との重複依頼は避けてください。 本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。 &ユ

※:4月1日に2,520点で実施料が収載される予定です。

●参考文献

S.Branford, et al : Blood 112 (8) : 3330~3338, 2008.