

2022年9月

お客さま 各位

「エスプライン® SARS-CoV-2 N」 発売のご案内富士レビオ株式会社
お客様コールセンター
TEL : 0120-292-026

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では SARS コロナウイルス抗原キット「エスプライン SARS-CoV-2 N」を発売いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

今後とも、変わらぬご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

発売日	2022年9月2日(金)
-----	--------------

体外診断用医薬品

製造販売承認番号 : 30400EZX00040000

CODE No.	品名	包装規格	希望販売価格	貯蔵方法/ 有効期間
261026	エスプライン SARS-CoV-2 N	100テスト	120,000円	1~30℃ /21ヶ月

* 従来品「エスプライン SARS-CoV-2」は在庫がなくなり次第、終売を予定しております

* 従来品との比較表および注意点は別紙をご参照ください

添付文書は、製品外箱等に記載の GS1 バーコードを電子添文閲覧アプリ「添文ナビ」で読み込むこと、





もしくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA：<https://www.pmda.go.jp/>）のホームページから検索することにより、閲覧可能です。

電子化された添付文書の紙媒体での提供をご要望される場合は、弊社担当営業もしくは下記までご連絡ください。

ご不明な点は、お客様コールセンター（0120-292-026）までお問合せくださいますようお願い申し上げます。

以上

別紙 エスプライン SARS-CoV-2 N 従来品との比較表および注意点

	従来品	後継品
製品名	エスプライン SARS-CoV-2	エスプライン SARS-CoV-2 N
製品コード	260326 (100回用)	261026 (100回用)
有効期間	21ヶ月	21ヶ月
貯法	1~30℃	1~30℃
反応カセット印字		
スクイズチューブ (検体処理液)	<p>トップシールの色が水色</p> 	<p>トップシールの色が黄色</p> 
付属品綿棒	HUBY-COTIX (ヒュービーコティクス) 検体採取用綿棒	HUBY-COTIX (ヒュービーコティクス) 検体採取用綿棒
検体種別	鼻咽頭ぬぐい液 鼻腔ぬぐい液	鼻咽頭ぬぐい液 鼻腔ぬぐい液 唾液
反応時間	5分静置 + 30分	20分

【エスプライン SARS-CoV-2 N 注意点】

- * 付属品の綿棒は唾液検体には使用できません。唾液用綿棒は指定の別売品をご使用ください。
別売品の唾液用綿棒および唾液採取容器は9/2(金)発売開始です。
- * 本製品の検体処理液はエスプライン インフルエンザ A&B-N でも使用可能です。
ただし、エスプライン インフルエンザ A&B-N の処理液は本製品では使用できません。
- * コード No.260401 濃縮処理液(エスプライン SARS-CoV-2 用)は本製品には使用できません。

以上