

検体保管条件変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、「NCCオンコパネルシステム」の血液検体保管条件につきまして、下記の通り変更しますので、ご案内いたします。

今後とも引き続きお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

敬白

記

■ 実施日 即日対応

■ 変更内容

| 項目 コード | 検査項目 | 検体量 | 保存 (安定性) | 備考 変更前 | 備考 変更後 |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| R251 3 | 倫理指針対象 NCC オンコパネルシステム | 未染標本スライド 5枚 (厚さ 10 μ m) + 血液 2.0mL (EDTA-2K 加) | 冷蔵 | 【血液検体について】 当日採血が難しい場合は、凍結保存してご提出ください。 | 【血液検体について】 採血後14日以内であれば、冷蔵保管にてご提出ください。 上記日数を超える場合は、凍結保存(-20 $^{\circ}$ C推奨)してご提出ください。 |